

promotion CONSOMMABLE



Offre valable
Du 15 Mai au 31 Octobre 2017



VERRE EQUIPEMENTS

3, Rue des Quatre Chemins
69660 Collonges au Mont d'Or
Tel: **04.72.42.11.01**
Fax: **04.78.22.29.93**

E-mail: contact@verre-equipements.fr

consommables de laboratoire

Eprouvettes, graduations bleues, classe B

MBL®

- Conformes à la norme ISO 4788
- Graduations émaillées bleues, faciles à lire
- Fabriquées en verre borosilicaté résistant chimiquement
- Pied hexagonal robuste



| Code produit | Capacité (ml) | Grad. (ml) | Tol. (+/- ml) | Hauteur maxi. (mm) | Unités/boîte | Prix promo HT La boîte |
|--------------|---------------|------------|---------------|--------------------|--------------|------------------------|
| CRC202 | 10 | 0.2 | 0.2 | 140 | 2 | 7.95€ |
| CRC204 | 25 | 0.5 | 0.5 | 170 | 2 | 8.55€ |
| CRC206 | 50 | 1.0 | 1.0 | 200 | 2 | 8.70€ |
| CRC209 | 100 | 1.0 | 1.0 | 260 | 2 | 9.25€ |
| CRC211 | 250 | 2.0 | 2.0 | 335 | 2 | 14.60€ |
| CRC213 | 500 | 5.0 | 5.0 | 365 | 2 | 25.80€ |
| CRC214 | 1000 | 10.0 | 10.0 | 465 | 2 | 45.30€ |
| CRC216 | 2000 | 20.0 | 20.0 | 505 | 1 | 50.90€ |

Entonnoirs, tige courte

PYREX®

- Le pavillon fait un angle incliné de 60°, ce qui permet d'insérer parfaitement le papier filtre
- Fabriquées en verre borosilicaté Pyrex® résistant thermiquement et chimiquement



| Code produit | Diam. externe haut (mm) | Diam. ext. tige (mm) | Longueur tige (mm) | Hauteur totale (mm) | Pour papier filtre de diam. (mm) | Unités/boîte | Prix promo HT La boîte |
|--------------|-------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|------------------------|
| 2140/01M | 35 | 8 | 35 | 60 | 45-55 | 10 | 71.90€ |
| 2140/02M | 45 | 8 | 45 | 78 | 55-70 | 10 | 72.90€ |
| 2140/03M | 70 | 8 | 75 | 125 | 70-90 | 10 | 94.70€ |
| 2140/06M | 80 | 8 | 82 | 144 | 90-150 | 10 | 118.60€ |
| 2140/10M | 105 | 10 | 106 | 186 | 150-185 | 10 | 118.90€ |
| 2140/11M | 125 | 12 | 122 | 220 | 185-240 | 1 | 20.55€ |
| 2140/12M | 150 | 16 | 154 | 270 | 240-270 | 1 | 21.10€ |
| 2140/14M | 200 | 24 | 193 | 345 | 320-385 | 1 | 51.25€ |

consommables de laboratoire

Entonnoirs Büchner filtrants, avec disque en verre fritté de 60mm de diamètre

PYREX®



- Gamme complète d'entonnoirs filtrants de Büchner, avec plaque filtrante intégrée, en verre frittée
- Disque et corps d'entonnoir en verre Pyrex® chimiquement résistant
- Permettent de filtrer aisément des solutions:
 - Evitent l'utilisation de papier filtre
 - Résistent à la plupart des réactifs corrosifs, notamment l'ammoniaque et l'acide sulfurique concentré
- Choix du diamètre du disque et de sa porosité

| Code produit | Capacité nom. (ml) | Degré de porosité | Diam. du bord (mm) | Hauteur totale (mm) | Diam. ext. tige x longueur (mm) | Unités/boîte | Prix promo HT La boîte |
|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|--------------|------------------------|
| 3700/01 | 125 | 0 | 71 | 180 | 13 x 100 | 5 | 149.05€ |
| 3700/02 | 125 | 1 | 71 | 180 | 13 x 100 | 5 | 139.80€ |
| 3700/04 | 125 | 2 | 71 | 180 | 13 x 100 | 5 | 139.80€ |
| 3700/06 | 125 | 3 | 71 | 180 | 13 x 100 | 5 | 139.80€ |
| 3700/08 | 125 | 4 | 71 | 180 | 13 x 100 | 5 | 156.90€ |
| 3700/10 | 125 | 5 | 71 | 180 | 13 x 100 | 10 | 513.95€ |

Fioles coniques, col étroit

PYREX®

- Conformes aux normes ISO 1773 & DIN 12353
- Forme Erlenmeyer
- Fabriquées en verre borosilicaté Pyrex® pour une parfaite résistance aux chocs thermiques et aux attaques chimiques



i Les fioles 5, 10, 125, 150, 200, 300 et 5000ml sont complémentaires à la gamme ISO.

| Code produit | Capacité (ml) | Diam. ext. corps (mm) | Hauteur (mm) | Diam. int. col (mm) | Unités/boîte | Prix promo HT La boîte |
|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------------|
| 1130/03 | 5 | 25 | 52 | 12 | 10 | 90.05€ |
| 1130/05M | 10 | 30 | 60 | 12 | 10 | 87.90€ |
| 1130/11M | 25 | 42 | 70 | 18 | 10 | 40.85€ |
| 1130/02M | 50 | 51 | 85 | 18 | 10 | 41.70€ |
| 1130/06D | 100 | 64 | 105 | 18 | 10 | 39.00€ |
| 1130/08D | 125 | 69 | 117 | 28 | 10 | 40.20€ |
| 1130/10D | 150 | 74 | 118 | 28 | 10 | 48.10€ |
| 1130/12D | 200 | 79 | 131 | 34 | 10 | 41.25€ |
| 1130/14D | 250 | 85 | 145 | 34 | 10 | 41.30€ |
| 1130/16D | 300 | 87 | 156 | 34 | 10 | 49.05€ |
| 1130/20D | 500 | 105 | 180 | 34 | 10 | 53.80€ |
| 1130/26D | 1000 | 131 | 220 | 37 | 10 | 92.30€ |
| 1130/30D | 2000 | 166 | 280 | 50 | 10 | 175.20€ |
| 1130/32D | 3000 | 187 | 310 | 52 | 2 | 63.70€ |
| 1130/36D | 5000 | 220 | 365 | 52 | 1 | 47.70€ |

consommables de laboratoire

Béchers, forme basse, Griffin, à usage intensif PYREX®

- Mécaniquement plus résistants que les béchers standard
- Conçus pour une meilleure longévité et une sécurité accrue pour l'utilisateur
- Bords et bec verseur renforcés, moins enclins à la casse lors du lavage, etc.
- Parois plus épaisses et bases plus lourdes
- Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex®
- Graduations et zone de marquage blanches



| Code produit | Capacité (ml) | Hauteur (mm) | Diam. ext. (mm) | Unités/boîte | Prix promo HT La boîte |
|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|------------------------|
| 1003-150 | 150 | 89 | 57 | 12 | 52.85€ |
| 1003-250 | 250 | 90 | 68 | 12 | 56.55€ |
| 1003-400 | 400 | 110 | 77 | 12 | 70.40€ |
| 1003-600 | 600 | 124 | 90 | 6 | 42.20€ |
| 1003-1L | 1000 | 156 | 108 | 6 | 65.25€ |
| 1003-2L | 2000 | 179 | 131 | 4 | 78.70€ |
| 1003-3L | 3000 | 230 | 170 | 1 | 130.70€ |
| 1003-4L | 4000 | 250 | 160 | 1 | 97.60€ |
| 1003-5L | 5000 | 300 | 180 | 1 | 124.70€ |

i Les graduations sont approximatives.

! Les parois plus épaisses des béchers à usage intensif Pyrex® impliquent qu'il faut être particulièrement vigilant lors du chauffage et du refroidissement.

Fioles jaugées, classe A MBL®

- Conformes aux normes ISO 1042 et DIN 12664
- Calibrées finement selon les tolérances de la Classe A
- Chaque fiole comporte un numéro de lot et la date de fabrication gravés au laser
- Fabriquées en verre borosilicaté résistant chimiquement
- Certifiées conformité « H »
- Inscriptions émaillées bleues
- Fournies avec un bouchon en polyéthylène
- Certificat de lot disponible en ligne sur le site internet www.sclabware.com



| Code produit | Capacité (ml) | Tol. (+/- ml) | Hauteur (mm) | Bouchon CN | Unités/boîte | Prix promo HT La boîte |
|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------------------|
| FRD164 | 5 | 0.025 | 70 | 10/19 | 5 | 20.00€ |
| FRD166 | 10 | 0.025 | 90 | 10/19 | 5 | 15.30€ |
| FRD167 | 20 | 0.04 | 110 | 10/19 | 5 | 17.05€ |
| FRD168 | 25 | 0.04 | 110 | 10/19 | 5 | 17.65€ |
| FRD170 | 50 | 0.06 | 140 | 12/21 | 5 | 20.60€ |
| FRD172 | 100 | 0.10 | 170 | 14/23 | 5 | 24.70€ |
| FRD174 | 200 | 0.15 | 210 | 14/23 | 5 | 35.00€ |
| FRD176 | 250 | 0.15 | 220 | 14/23 | 2 | 15.10€ |
| FRD178 | 500 | 0.25 | 260 | 19/26 | 2 | 16.40€ |
| FRD180 | 1000 | 0.40 | 300 | 24/29 | 2 | 31.10€ |
| FRD182 | 2000 | 0.60 | 370 | 29/32 | 1 | 27.00€ |
| FRD184 | 5000 | 1.20 | 475 | 34/35 | 1 | 113.10€ |

Ballons d'évaporation



- Conçus pour être utilisés sur des évaporateurs rotatifs
- Large surface pour une évaporation rapide
- Des parois plus épaisses et régulières renforcent la résistance de ces ballons
- Leur forme permet d'extraire facilement les résidus solides



| Code produit | Capacité nom. (ml) | Rodage femelle CN | Hauteur totale approx. (mm) | Unités/boîte | Prix promo HT La boîte |
|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|------------------------|
| FD50/4RE | 50 | 29/32 | 94 | 2 | 35.70€ |
| FD100/3 | 100 | 24/29 | 108 | 1 | 19.45€ |
| FD100/4RE | 100 | 29/32 | 107 | 1 | 19.90€ |
| FD250/3 | 250 | 24/29 | 148 | 5 | 104.95€ |
| FD250/4RE | 250 | 29/32 | 151 | 1 | 21.20€ |
| FD500/3 | 500 | 24/29 | 165 | 5 | 179.00€ |
| FD500/4RE | 500 | 29/32 | 160 | 1 | 34.30€ |
| FD1L/3 | 1000 | 24/29 | 204 | 5 | 202.15€ |
| FD1L/4RE | 1000 | 29/32 | 198 | 1 | 28.95€ |
| FD2L/4RE | 2000 | 29/32 | 245 | 1 | 52.65€ |

! La plupart des évaporateurs rotatifs sont compatibles avec les ballons rodés 29/32 - commencez toujours par cette vérification.

Fioles à filtrer, Büchner, avec olive en verre PYREX®

- Conformes ISO 6556
- Fioles type Büchner, pour une filtration sous vide
- Les parois épaisses garantissent une meilleure résistance mécanique
- Base « à crampons » pour minimiser l'abrasion superficielle
- Avec olive entièrement en verre pour tube de raccordement souple de diamètre interne 9mm



| Code Produit | Capacité nom. (ml) | Diam. corps (mm) | Diam. int. col (mm) | Hauteur (mm) | Unités/boîte | Prix promo HT La boîte |
|--------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------|
| 1170/02M | 100 | 64 | 24 | 105 | 10 | 161.60€ |
| 1170/04M | 250 | 85 | 35 | 155 | 10 | 196.90€ |
| 1170/06M | 500 | 105 | 35 | 185 | 10 | 219.50€ |
| 1170/08M | 1000 | 135 | 45 | 230 | 5 | 139.90€ |
| 1170/10D | 2000 | 166 | 60 | 260 | 1 | 74.50€ |
| 1170/12M | 3000 | 187 | 68 | 335 | 5 | 520.50€ |
| 1170/14D | 5000 | 220 | 68 | 385 | 1 | 160.30€ |

consommables de laboratoire

Flacon pissette, eau de javel, LDPE, col large



- Pissette multilingue avec col large
- En plastique LDPE blanc opaque pour Hypochlorite de Sodium / Eau de Javel sensible à la lumière
- Impression indélébile en 3 langues (Anglais, Français, Espagnol)
- Comporte les nouveaux symboles GHS, le diamant NFPA, les risques encourus et les informations de sécurité
- Bouchon et bec de couleur jaune en PP, moulé d'une seule pièce
- Bec à extrémité fine pour un contrôle précis du jet





| Code Produit | Capacité (ml) | Libellé | Couleur du bouchon | Unités/boîte | Prix promo HT La boîte |
|--------------|---------------|------------------------|--------------------|--------------|------------------------|
| WGW401PML | 500 | Hypochlorite de Sodium | Jaune | 5 | 27.10€ |

Burettes avec bande Schellbach, clé PTFE, classe AS

PYREX®

- Conformes à la norme ISO 385
- Graduations et inscriptions émaillées bleues
- Tube de burette Schellbach avec bande verticale blanche et ruban bleu central - Facilite la lecture précise du ménisque - La position exacte du ménisque est clairement définie par l'endroit où le ruban bleu se divise en une bande large et une étroite
- Sommet en forme d'entonnoir pour faciliter et sécuriser le remplissage
- Burettes avec temps d'attente de +30s avant de pouvoir procéder à la lecture finale
- Fabriquées en verre borosilicaté résistant chimiquement
- Clé en PTFE avec voie de 1,5mm, interchangeable, utilisable sans ajout de graisse



i 492092, 492094, 492095 avec partie supérieure en forme d'entonnoir

| Code produit | Capacité (ml) | Grad. (ml) | Tol. (+/- ml) | Prix promo HT La pièce |
|--------------|---------------|------------|---------------|------------------------|
| 492092 | 10 | 0.05 | 0.03 | 21.40€ |
| 492093 | 25 | 0.10 | 0.05 | 21.45€ |
| 492094 | 25 | 0.05 | 0.03 | 21.40€ |
| 492095 | 50 | 0.10 | 0.05 | 24.50€ |

consommables de laboratoire

Pipettes jaugées, deux traits, classe AS

MBL®

- Conformes aux normes ISO 648 et DIN 12691
- Calibrage pour écouler "Ex"
- Imprimées avec numéro de lot permettant de télécharger le certificat de lot
- Classe AS avec temps d'attente de +5s
- Boule de sécurité en haut de la pipette
- Fabriquées en verre sodocalcique avec pointe renforcée qui assure résistante et précision. Graduations ambrières indélébiles



i Les certificats de conformité avec identification par numéro de lot sont téléchargeables sur le site www.sclabware.com

| Code Produit | Capacité (ml) | Tol. (+/- ml) | Temps d'écoulement (s) | Unités/boîte | Prix promo HT La boîte |
|--------------|---------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|
| PRA620AS | 1 | 0.008 | 7-11 | 2 | 7.60€ |
| PRA622AS | 2 | 0.010 | 7-11 | 2 | 8.00€ |
| PRA624AS | 5 | 0.015 | 9-13 | 2 | 8.35€ |
| PRA626AS | 10 | 0.020 | 11-15 | 2 | 9.75€ |
| PRA630AS | 20 | 0.030 | 12-16 | 2 | 11.50€ |
| PRA632AS | 25 | 0.030 | 15-20 | 2 | 12.10€ |
| PRA634AS | 50 | 0.050 | 20-25 | 2 | 17.50€ |
| PRA636AS | 100 | 0.080 | 25-30 | 2 | 26.30€ |

Flacons de laboratoire, forme carrée

PYREX®

- La forme carrée permet un gain de place dans les baignoires ou sur les étagères
- Jusqu'à 20% d'espace gagné par rapport aux flacons ronds
- Flacons vendus complets avec bouchon à vis et bague anti-goutte en polypropylène
- Utilisation jusqu'à 140°C
- Code de traçabilité imprimé: certificat de lot téléchargeable



| Code Produit | Capacité (ml) | Hauteur (mm) | Diam. corps (mm) | Filetage (mm) | Unités/boîte | Prix promo HT La boîte |
|--------------|---------------|--------------|------------------|---------------|--------------|------------------------|
| 1520/04D | 100 | 109 | 50 | GL 32 | 10 | 51.75€ |
| 1520/06D | 250 | 143 | 64 | GL 45 | 10 | 58.00€ |
| 1520/08D | 500 | 181 | 78 | GL 45 | 10 | 72.80€ |
| 1520/10D | 1000 | 222 | 94 | GL 45 | 10 | 103.15€ |

i Pour des informations détaillées sur les « codes de traçabilité », reportez-vous à la section informations techniques.

Flacons ronds, col large, polypropylène

Azlon

- Flacons en polypropylène, rigides et translucides - avec bouchon à vis en polypropylène
- Conçus étanches, sans joint
- Contours intérieurs lisses qui facilite le transvasement
- Robustes et très résistants dans le temps
- Parfaitement adaptés au stockage d'une large gamme de liquides, à l'échantillonnage et à la préparation de milieux
- Bonne résistance chimique
- Autoclavables à 121°C



! Lors de l'autoclavage des flacons, assurez-vous toujours d'avoir desserré ou retiré les bouchons pour empêcher toute implosion accidentelle.

Flacons pissettes, multilingues, anti-goutte, col large, LDPE

Azlon

- Pissettes à épaulement carré, à col large pour un remplissage facile sans éclaboussures
- Bouchon et bec de couleur, moulés en une seule pièce pour une parfaite étanchéité
- Bec permettant une grande précision lors de l'utilisation
- Pissettes à col large, multilingues, munies d'une valve (système breveté Driplok®), évitant aux pissettes de goutter
- Impression indélébile en 4 langues (anglais, français, allemand et espagnol)
- Choix entre cinq solvants: tous comportent les nouveaux symboles GHS, le diamant NFPA, les risques encourus et les informations de sécurité
- Bouchons et becs de couleur, en PP, moulés d'une seule pièce pour une parfaite étanchéité
- Bouchon muni d'un bec à extrémité fine pour contrôler le jet avec précision



Flacons pissettes, col large, LDPE

Azlon

- Pissettes à épaulement carré, à col large pour un remplissage facile sans éclaboussures
- Bouchon et bec de couleur, moulés en une seule pièce pour une parfaite étanchéité
- Bec permettant une grande précision lors de l'utilisation



| Code Produit | Capacité (ml) | Couleur du bouchon | Unités/boîte | Prix promo HT La boîte |
|--------------|---------------|------------------------------------|--------------|------------------------|
| WGW230P | 250 | Blanc | 5 | 11.95€ |
| WGW231P | 250 | Rouge | 5 | 11.95€ |
| WGW232P | 250 | Jaune | 5 | 11.95€ |
| WGW233P | 250 | Vert | 5 | 11.95€ |
| WGW234P | 250 | Bleu | 5 | 11.95€ |
| WGW236P | 500 | Blanc | 5 | 13.45€ |
| WGW237P | 500 | Rouge | 5 | 14.20€ |
| WGW238P | 500 | Jaune | 5 | 13.45€ |
| WGW239P | 500 | Vert | 5 | 13.45€ |
| WGW235P | 500 | Bleu | 5 | 13.45€ |
| WGW443P | 1000 | Blanc | 5 | 18.70€ |
| WGW445P | 1000 | Rouge | 5 | 17.90€ |
| WGW444P | 1000 | Jaune | 5 | 18.70€ |
| WGW447P | 1000 | Vert | 5 | 18.70€ |
| WGW446P | 1000 | Bleu | 5 | 18.70€ |
| WGW229P | 250 | Assortiment, une de chaque couleur | 1 | 11.95€ |

NextGen™ V Vials® WHEATON®

- Flacons clairs conformes avec les exigences USP Type I et ASTM E 438 Type I, Classe A
- L'intérieur conique permet un drainage vers le bas pour maximiser l'extraction de substances onéreuses
- Idéal pour les réactions, centrifugations, stockages, conditionnement et expédition à faible échelle
- L'emballage avec faible taux de particules protège contre la contamination durant le transport et le stockage
- Avec bouchon phénolique vissant, joint PTFE/Caoutchouc 14B



| Code Produit | Capacité (ml) | Diam. x hauteur (mm) | Filetage (mm) | Matière capuchon | Unités/boîte | Prix promo HT La boîte |
|--------------|---------------|----------------------|---------------|------------------|--------------|------------------------|
| W986254NG | 1 | 13 x 44 | 13-425 | Phénolique | 12 | 94.10€ |
| W986257NG | 3 | 20 x 50 | 20-400 | Phénolique | 12 | 119.90€ |
| W986259NG | 5 | 20 x 65 | 20-400 | Phénolique | 12 | 131.95€ |

Flacon tubulaire à sérum

WHEATON®

- Flacons clairs en verre borosilicaté à faible taux d'extractibles conforme avec les exigences USP Type I et ASTM E 438 Type I, Classe A
- Verre ambré conforme avec les exigences USP Type I afin de protéger les produits photosensibles
- Capacité 2 – 20 mL
- Le design tubulaire offre une clarté et une uniformité dimensionnelle excellente d'un flacon à l'autre
- Rayon du fond de conception spéciale gage de renfort pour les applications de lyophilisation
- Plus légers comparés aux flacons moulés
- Livrés sous emballage rétractable pour réduire les contaminations par les poussières
- Autoclavables



| Code Produit | Capacité (ml) | Diam ext Col. (mm) | Diam. x hauteur (mm) | Coloris | Unités/boîte | Prix promo HT La boîte |
|--------------|---------------|--------------------|----------------------|---------|--------------|------------------------|
| 223683 | 2 | 13 | 15 x 32 | Clair | 144 | 53.10€ |
| 223684 | 3 | 13 | 17 x 38 | Clair | 144 | 54.48€ |
| 223685 | 5 | 20 | 22 x 40 | Clair | 144 | 68.20€ |
| 223686 | 10 | 20 | 24 x 50 | Clair | 144 | 80.15€ |
| 223687 | 20 | 20 | 30.5 x 58 | Clair | 120 | 94.20€ |
| 223693 | 2 | 13 | 15 x 32 | Ambre | 144 | 69.15€ |
| 223695 | 5 | 20 | 22 x 40 | Ambre | 144 | 79.85€ |
| 223696 | 10 | 20 | 24 x 50 | Ambre | 144 | 99.30€ |

| Code Produit | Capacité (ml) | Grad. (ml) | Tol. (+/- ml) | Hauteur (mm) | Unités/boîte | Prix promo HT La boîte |
|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|
| CPB0010P | 10 | 0.2 | 0.2 | 145 | 10 | 25.60€ |
| CPB0025P | 25 | 0.5 | 0.5 | 170 | 10 | 28.90€ |
| CPB0100P | 100 | 1.0 | 1.0 | 200 | 10 | 32.15€ |
| CPB0100P | 100 | 1.0 | 1.0 | 250 | 5 | 20.10€ |
| CPB0250P | 250 | 2.0 | 2.0 | 315 | 1 | 5.90€ |
| CPB0500P | 500 | 5.0 | 5.0 | 360 | 1 | 8.70€ |
| CPB1000P | 1000 | 10.0 | 10.0 | 440 | 1 | 13.20€ |
| CPB2000P | 2000 | 20.0 | 20.0 | 535 | 1 | 23.10€ |

Obturbateurs en chlorobutyle gris pour flacons tubulaires à sérum

WHEATON®

- Fabriqués à partir de matières premières de la plus haute qualité
- Composants fabriqués pour assurer une stabilité dimensionnelle exceptionnelle
- Le style à pression "Snap on" offre un scellage maximum.
- Le bouchon se cale dans la gorge interne du col du flacon assurant un bon scellé
- Autoclavables



| Code Produit | Matériau | Modèles | Diam. ext. bouchon (mm) | Unités/boîte | Prix promo HT La boîte |
|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|
| W224100-093 | Chlorobutyle gris | Lyophilisation 2 pieds | 13 | 1000 | 127.00€ |
| W224100-181 | Chlorobutyle gris | À pression « Snap on » | 20 | 1000 | 195.15€ |

Capsules aluminium à sertir pour flacons tubulaires à sérum

WHEATON®

- Différentes versions et tailles possibles
- Coloris naturel. D'autres coloris sont disponibles.



| Code Produit | Coloris | Modèles | Unités/boîte | Prix promo HT La boîte |
|--------------|---------|--------------------------------|--------------|------------------------|
| 224182-01 | Naturel | 13mm Disque central détachable | 1000 | 69.50€ |
| 224183-01 | Naturel | 20mm Disque central détachable | 1000 | 74.80€ |

Cristallisoirs à fond plat, avec bec verseur

PYREX®

- Conformés à la norme DIN 12338
- Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex®
- Adaptés pour une utilisation jusqu'à 400°C
- Parfaite résistance chimique et thermique



| Code Produit | Capacité (ml) | Diam. (mm) | Hauteur (mm) | Unités/boîte | Prix promo HT La boîte |
|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|------------------------|
| 1471/03M | 15 | 40 | 25 | 20 | 101.50€ |
| 1471/00M | 30 | 52 | 30 | 10 | 60.00€ |
| 1471/01M | 60 | 58 | 35 | 20 | 108.75€ |
| 1471/02M | 100 | 70 | 40 | 10 | 70.55€ |
| 1471/04M | 150 | 80 | 45 | 20 | 170.55€ |
| 1471/08M | 300 | 95 | 55 | 10 | 85.35€ |
| 1471/10M | 500 | 115 | 65 | 10 | 125.20€ |
| 1471/12M | 900 | 140 | 75 | 10 | 181.00€ |
| 1471/16M | 2000 | 190 | 90 | 10 | 379.30€ |

Flacons d'échantillon E-C WHEATON®

- Flacons clairs conformes avec les exigences USP Type I et ASTM E 438 Type I, Classe A
- Flacons clairs en verre borosilicaté à faible taux d'extractibles assurant une résistance chimique supérieure
- Flacons ambrés en verre borosilicaté conforme avec les exigences USP Type I pour la transmission lumineuse afin de protéger les produits photosensibles
- Tarif Économique en conditionnant séparément flacons et capuchons vissants
- Flacons conditionnés sous deux emballages plastique rétractables de 100 flacons chacun, pour réduire la contamination du carton ondulé
- Les flacons et capuchons sont autoclavables



| Code Produit | Coloris | Capacité (ml) | Filetage (mm) | Diam. x hauteur (mm) | Unités/boîte | Prix promo HT La boîte |
|--------------|---------|---------------|---------------|----------------------|--------------|------------------------|
| 224700 | Clair | 1.8 | 8-425 | 12 x 32 | 200 | 53.15€ |
| 224704 | Clair | 8 | 15-425 | 17 x 60 | 200 | 62.95€ |
| 224705 | Clair | 12 | 15-425 | 19 x 65 | 200 | 70.50€ |
| W224809 | Clair | 20 | 24-400 | 28 x 57 | 200 | 105.70€ |
| 224708 | Clair | 24 | 20-400 | 23 x 85 | 200 | 97.40€ |
| W224810 | Clair | 40 | 24-400 | 28 x 95 | 200 | 113.05€ |
| 224711 | Ambré | 2 | 8-425 | 12 x 35 | 200 | 63.70€ |
| 224712 | Ambré | 4 | 13-425 | 15 x 45 | 200 | 65.00€ |

Capuchons pour flacons d'échantillon E-C WHEATON®

WHEATON®

- Le joint caoutchouc styrène-butadiène (14B) à face PTFE offre un joint intérieur et une surface totalement inertes face à l'échantillon ou au produit
- Capuchon vissant noir phénolique à joint caoutchouc 14B à face PTFE pour les échantillons organiques
- Compatibles avec l'autoclavage / stérilisation



| Code Produit | Filetage (mm) | Joint capuchon | Couleur | Matière capuchon | Unités/boîte | Prix promo HT La boîte |
|--------------|---------------|-------------------|---------|------------------|--------------|------------------------|
| W240406 | 8-425 | PTFE / 14B Rubber | Noir | Phénolique | 200 | 144.20€ |
| 240408 | 13-425 | PTFE / 14B Rubber | Noir | Phénolique | 200 | 148.55€ |
| 240409 | 15-425 | PTFE / 14B Rubber | Noir | Phénolique | 200 | 161.28€ |
| 240416 | 20-400 | PTFE / 14B Rubber | Noir | Phénolique | 100 | 150.70€ |
| 240418 | 24-400 | PTFE / 14B Rubber | Noir | Phénolique | 100 | 158.70€ |

Flacons à clipser "snap cap" WHEATON®

- Fabriqués en verre neutre de type 1B
- Convient parfaitement au stockage des poudres et des échantillons
- Bouchon clipsable en polyéthylène de faible densité, souple.
- A commander séparément
- Le même bouchon peut être utilisé pour toutes les tailles de flacon et est disponible dans différents conditionnements pratiques



| Code Produit | Capacité (ml) | Diam. x hauteur (mm) | Unités/boîte | Prix promo HT La boîte |
|--------------|---------------|----------------------|--------------|------------------------|
| 105000 | 7 | 23 x 35 | 190 | 34.00€ |
| 105010 | 10 | 23 x 47 | 190 | 37.65€ |
| 105020 | 15 | 23 x 48 | 162 | 36.70€ |
| 105030 | 20 | 23 x 66 | 162 | 42.50€ |
| 105040 | 30 | 23 x 73 | 140 | 40.80€ |

Bouchon "snap cap" pour flacons à clipser WHEATON®

- Bouchon unique 22 mm s'adapte à toutes les capacités de flacons à clipser
- Vendu dans des tailles d'emballage pratiques pour les flacons



| Code Produit | Col (mm) | Matériau bouchon | Unités/boîte | Prix promo HT La boîte |
|--------------|----------|------------------|--------------|------------------------|
| 105050-190 | 22mm | LDPE | 190 | 9.36€ |
| 105050-162 | 22mm | LDPE | 162 | 8.00€ |
| 105050-140 | 22mm | LDPE | 140 | 6.90€ |



**3, Rue des Quatre Chemins
69660 Collonges au Mont d'Or
Tel: 04.72.42.11.01
Fax: 04.78.22.29.93**

E-mail: contact@verre-equipements.fr